

# SAVYL®

## AROMYL HYDROGEL

Gel hydroalcoolique pour l'antiseptie des mains

- 🌿 **Décontamination des mains à sec**
- 🌿 **Bactéricide, levuricide, virucide**
- 🌿 **Conforme aux mesures de lutte contre la COVID19 et la pandémie grippale**




### APPLICATIONS

Gel hydroalcoolique pour la décontamination des mains à sec, par friction. Il s'utilise sans eau et ne nécessite ni rinçage ni essuyage.

Sans parfum, formulé avec des agents hydratants pour préserver la peau.

Aromyl Hydrogel est conforme :

- aux normes bactéricide et levuricide EN 1500, 13727, 13624
- à la norme virucide EN 14476 et aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé relatives à la lutte contre la propagation des virus covid-19
- aux recommandations ministérielles relatives à la lutte contre la pandémie grippale.



pH :

**6**

### MODE D'EMPLOI

- S'utilise pur et s'applique directement sur la peau.
- Prendre une dose (3ml) et répartir le produit sur les mains ; les frictionner doucement pendant au moins 30 secondes et jusqu'à évaporation du produit. Bien traiter également les espaces interdigitaux, les ongles et leur pourtour.
- Renouveler une fois l'opération.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Gel limpide

Couleur : Incolore

Densité à 20°C : 0,870 ±0,010

pH pur : 6 ±0,5

Composition : Alcool, agent protecteur de l'épiderme, désinfectant

### ACTIVITE DESINFECTANTE

- Bactéricide selon les normes EN 1500 (pur en 2x3mlx30sec) et EN 13727 (pur en 30sec à 20°C)
  - Levuricide selon la norme EN 13624 (pur, en 30 secondes à 20°C)
  - Virucide selon la norme EN 14476, pur à 20°C en 2 minutes sur tous les virus enveloppés\* et non enveloppés (spectre total) et en 30 secondes sur Adenovirus et Murine norovirus (tous les virus enveloppés\* et certains virus non enveloppés – spectre limité).
- Contient 700 g/kg d'alcool éthylique (CAS N°64-17-5), 10 g/kg d'alcool isopropylique (CAS N°67-63-0) et 0,5 g/kg de 2-phénoxyéthanol (CAS N°122-99-6).

Type de préparation : solution pour application locale. Utilisation : TP1.

\* le Coronavirus est un virus enveloppé.

### SECURITE / PRECAUTIONS

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réservé à l'usage professionnel.

Craint le gel.

# SAVYL®

## CONDITIONNEMENT

- Références :
- Carton de 12 flacons-pompe de 300ml : 355060/12x300
  - Carton de 12 flacons avec capsule service flip-top : 355060/12X300-B
  - Carton de 12 flacons –pompe de 500 ml : 355060/12x500 et 355060/12X500-B
  - Carton de 12 flacons avec capsule service flip-top de 500ml : 355060/12X500-C
  - Carton de 12 flacons –pompe : 355061/12x500
  - Carton de 12 flacons avec pompe long-bec de 1L : 355061/12X1
  - Carton de 4 bidons de 5 litres : 355060/5
  - Bidon de 10 litres : 355060/10

Unité de conditionnement (U.C.) :	Bidon 5L	Flacon-pompe 300ml	Flacon-pompe 500ml
Nbre U.C./carton :	4	12	12
Nbre cartons/couche :	8	14	10
Nbre couches/palette :	4	10	7
Nbre cartons/palette :	32	140	70
Nbre U.C./palette :	128	1680	840



MAJ décembre 2020

FDS disponible sur demande ou sur le site [www.hygiene-et-nature.com](http://www.hygiene-et-nature.com)